

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C**

REF X0001 LOT 2023-04-25

DE

ZWECKBESTIMMUNG

Die MOVE®-C zervikale Bandscheibenprothese ist eine Prothese zur dynamischen Stabilisierung eines oder zweier Segmente der zervikalen Halswirbelsäule (C3-C7) nach anteriorer Diskektomie, wobei die Beweglichkeit des zu versorgenden Segments durch die Prothese bei Patienten mit ausgewachsenem Skelettsystem bestmöglich erhalten werden soll.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das MOVE®-C Implantat wird vormontiert auf einem Implantathalter geliefert und besteht aus einer kranialen (auf der Innenseite mit Titanionitrit (TiNbN) beschichtet) und kaudalen Titanplatte (TiAl6V4), mit aufgespritztem Polymerkem aus PCU (Polycarbonurethan). Die Platten verfügen auf der knochenzugewendeten Seite über Pins, die der Primärfixierung dienen. Der Implantathalter besteht aus PEEK (Polyetheretherketon).

MOVE®-C Implantate wurden speziell an die Anatomie angepasst, um das operative Ergebnis bestmöglich zu sichern. Die kaudale Endplatte ist flach, die kraniale Endplatte gewölbt und das Implantat verläuft von ventral nach dorsal konisch. In lateraler Ansicht besitzt das Implantat eine leicht lordotische Form.

MOVE®-C Implantate dürfen nicht in direkter Verbindung mit Komponenten anderer Hersteller verwendet werden.

GELTUNGSBEREICH

Diese Gebrauchsanweisung ist für alle MOVE®-C Implantate gültig.

ZUGELASSENE INSTRUMENTE

Alle Instrumente der Produktgruppe MOVE®-C (Bitte beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung REF X0008).

INDIKATIONEN

MOVE®-C ist zur Verwendung bei Vorliegen der folgenden Indikationen vorgesehen:

- Diskopathie
- Bandscheibenvorfall mit Radikulopathie
- Foramen- und Spinalkanalstenose

KONTRAINDIKATIONEN

MOVE®-C sollte bei folgenden Patienten bzw. Gesundheitszuständen nicht implantiert werden:

- Mittels Wirbelsäulen- DXA bestimmte Knochenmineraldichte mit einem T-Wert von  $\leq -1,5$  bei Männern  $\geq 60$  oder Frauen  $\geq 50$  Jahren,
- Aktive Systeminfektion oder Infektion an der Operationsstelle,
- Osteoporotische Fraktur an der Wirbelsäule, Hüfte oder am Handgelenk,
- Innerhalb von 2 Wochen vor dem geplanten Operationsdatum erfolgte Einnahme von Medikamenten, die den Knochen- und Mineralhaushalt beeinflussen,
- Vorliegender Gesundheitszustand oder chirurgische Bedingung, durch die der potentielle Nutzen einer Operation an der Wirbelsäule negiert werden würde,
- Endokrine oder metabolische Erkrankungen in der Anamnese, die den Knochen- und Mineralhaushalt beeinflussen,
- Wirbelsäulenmetastasen,
- Allergie gegenüber Titan oder Polycarbonurethan,
- Schwangerschaft,
- Axiale Nackenschmerzen als einziges Symptom,
- Schwere zervikale Myelopathie, die sich durch jegliche Anzeichen von Gangstörungen, unilateraler oder bilateraler Beinschwäche und/oder mit Erkrankungen der Halswirbelsäule assoziierten unkontrollierbaren Blasen-/Darmsymptomen äußert,
- Patienten, die eine Behandlung erfordern, die die Wirbelsäule destabilisiert (z.B. Dekompression eines dorsalen Elements),
- Fortgeschrittene anatomische Deformität an der Operationsstelle (z.B. Spondylitis ankylosans, Skoliose),
- Fortgeschrittene degenerative Veränderungen (z.B. Spondylose) am primären Wirbelsäulensegment, die sich durch folgende Symptome äußern:
  - brückenbildende Osteophyte,
  - durchschnittlicher Bewegungsbereich von  $< 4^\circ$ ,
  - Bandscheibenhöhe  $< 25\%$  der Höhe des unterhalb gelegenen Zwischenwirbelraums auf lateraler Röntgenaufnahme in Neutralposition gemessen,
  - Subluxation von  $> 3$  mm,
  - kyphotische Deformität bei  $> 20^\circ$  auf neutralen Röntgenaufnahmen.

Für Patienten, die durch geistige oder körperliche Einschränkungen nur bedingt oder nicht in der Lage sind, die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, besteht während der postoperativen Rehabilitation ein bestimmtes Risiko. Faktoren wie der Grad der körperlichen Betätigung und die Einhaltung der Anweisungen hinsichtlich der postoperativen Nachbehandlung wirken sich auf die Belastungen aus, denen das Implantat ausgesetzt ist. Bei Rauchen besteht ein höheres Pseudarthrose-Risiko. Diese Patienten sind über das erhöhte Risiko zu informieren und aufzufordern, das Rauchen vor und unmittelbar nach dem Eingriff zu unterlassen.

KOMPLIKATIONEN UND MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE ERGEBNISSE

Vor der Operation sollten Patienten über die möglichen unerwünschten Ereignisse und die zur Korrektur der Ereignisse möglicherweise notwendigen weiteren operativen Eingriffe aufgeklärt werden:

- Lockern, Zerfallen oder Zerbrechen von Komponenten,
- Verschiebung/Migration der Implantatkomponenten,
- Empfindlichkeitsreaktionen des Gewebes auf das Implantatmaterial,
- Wundheilungsstörungen,
- Fehlende oder verzögerte knöcherne Integration der Prothesen-Endplatten,
- Infektion,
- Nervenschäden und/oder Rückenmarksschädigungen einschließlich Verlust neurologischer Funktionen (Sinnes- bzw. Bewegungsparalyse), Dysästhesie, Hyperästhesie, Parästhesie, Radikulopathie, Reflexdefizit,
- Duraverletzungen, Ausfluss der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit,
- Verletzungen der Speise- und/oder Luftröhre,
- Stimmbandlähmung,
- Heiserkeit,
- Wirbelfraktur,
- Fremdkörperreaktion (allergisch bedingt) auf Komponenten oder Bruchstücke,
- Verankerungsverlust (z.B.: durch starke Extension vor Anwachsen des MOVE®-C Implantates an Endplatten),
- Viszerale oder vaskuläre Verletzungen,
- Änderung der Wirbelsäulenkrümmung, Verluste der Korrektur, Höhe und/oder Repositionierung,
- Knochendichteverlust durch Stress-Shielding,
- Knochenverlust oder -bruch ober – oder unterhalb der Operationssegmenthöhe,
- Einschränkung von Aktivitäten,
- Fehlen von effektiven Mitteln zur Behandlung der Symptome, welche die Operation beheben sollte,
- Notwendigkeit weiterer operativer Eingriffe,
- Tod.

WARNHINWEISE

Die Sicherheit und Wirksamkeit der MOVE®-C Implantate wurde nur für die im Abschnitt Indikationen angegebenen Wirbelsäulenerkrankungen belegt. Beim Einsatz dieses Systems besteht, wie bei allen Operationen, die potentielle Gefahr des Todes. Weitere potentielle Gefahren, die einen zusätzlichen chirurgischen Eingriff erfordern können, sind:

- Bruch/Ausfall von Systemkomponenten,
- Verankerungsverlust (z.B.: durch starke Extension vor Anwachsen des MOVE®-C Implantates an Endplatten),
- Pseudarthrose,
- Allergische Reaktion oder Empfindlichkeit gegenüber Metallen oder PCU,

- Wirbelfraktur,
- Nervenschädigung und/oder Rückenmarksschädigung,
- Gefäßverletzung.

Durch die Implantation von Metallen und Legierungen in den menschlichen Körper werden diese aggressiven chemischen Milieus von Salzen, Säuren und Basen ausgesetzt, was zu Korrosion führen kann. Wenn ungleichartige Metalle in Kontaktnähe zueinander platziert werden, kann dies den Korrosionsprozess durch galvanische Korrosion beschleunigen. Die Kombination von Implantatkomponenten von unterschiedlichen Herstellern wird aus metallurgischen, mechanischen und funktionalen Gründen nicht empfohlen. Insbesondere darf die MOVE®-C Bandscheibenprothese nicht mit Komponenten oder Methoden anderer Hersteller eingesetzt werden.

Bei der Entnahme der Prothese muss sichergestellt werden, dass die Nenngröße der Prothese mit der angegebenen Größe der Verpackungsbeschriftung übereinstimmt.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Der Operateur muss absolut vertraut sein mit MOVE®-C, den notwendigen Instrumenten und der allgemeinen Operationstechnik. Der Operateur muss die speziell von NGMedical für MOVE®-C zugelassenen Instrumente verwenden. Der Operateur muss immer sicherstellen, dass die optimale Implantatgröße verwendet und das Implantat anatomisch korrekt platziert wird. Testimplantate ermöglichen eine einfache und sichere Größenbestimmung. Überdistraktion ist zu vermeiden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Implantat sowohl kranial und kaudal als auch ventral und dorsal richtig ausgerichtet wird. Das operative Vorgehen kann auch in der Operationsanleitung nachgelesen werden (REF X1000).

Bitte dokumentieren Sie die verwendeten Implantate patientenbezogen mit REF und LOT, damit die gesetzlich geforderte Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. Die Implantate sind zum Einmalgebrauch gedacht. Ein explantiertes Implantat darf auf keinen Fall wiederverwendet werden.

MRT VERTRÄGLICHKEIT

MOVE®-C Implantate sind bedingt MRT tauglich. Patienten mit diesen Implantaten können unter der statischen Magnetfeldstärke 1,5 Tesla und 3,0 Tesla gescannt werden.

VERPACKUNG

MOVE®-C Implantate werden grundsätzlich doppelt steril verpackt geliefert. Verwenden Sie Implantate nur bei unversehrter Verpackung. Die Lagerungsbedingungen müssen die Unversehrtheit der Verpackungen und damit der Implantate gewährleisten. Defekte Implantate oder weitere Komponenten sind nicht zu benutzen. Jede Verpackung beinhaltet Dokumentationsetiketten zu Ihrer freien Verwendung. Die Verpackung und Etiketten enthalten alle notwendigen Informationen. Sie können dort die Artikelnummer REF, LOT, Beschreibung, Sterilisationsmethode, Menge, Verwendbarkeitsdatum und Hersteller nachlesen sowie den UDI-Code scannen. Die Sterilisationsmethode für alle MOVE®-C Implantate ist Gamma-Strahlensterilisation.

REKLAMATIONEN

Jede Fachkraft (z.B. Arzt, der das Produkt verwendet), die eine Reklamation hat oder mit der Qualität, der Beschreibung, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effektivität und/oder Leistung des Produktes unzufrieden ist, sollte NGMedical oder, wo anwendbar, den Händler informieren. Bei einem schweren Vorkommnis oder dem Risiko eines schweren Vorkommnisses, das zu einer schweren Beeinträchtigung der Gesundheit oder des Todes des Patienten oder eines Anwenders, bzw. Dritten führen kann oder geführt hat, muss NGMedical (oder der Händler) und die zuständige Behörde sofort schriftlich oder mündlich informiert werden. Alle Reklamationen müssen mit Angabe von Produktname, REF, LOT und Beschreibung sowie Daten des Vorkommnisses erfolgen. Der Meldende sollte seinen Namen und Kontaktdaten angeben und das Vorkommnis möglichst detailliert beschreiben.

ENTSORGUNG

Für die Entsorgung von NGMedical Implantaten sind die spezifischen Krankenhausvorschriften zu beachten oder die aufbereiteten und sterilisierten Implantate gekennzeichnet an NGMedical zu senden.


VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER

Die voraussichtliche Lebensdauer von MOVE®-C ist festgelegt auf 15 Jahre nach Implantation. Nach Überschreiten der voraussichtlichen Lebensdauer kann eine Revision erforderlich werden.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
GERMANY  
mail@ngmedical.de  
www.ngmedical.de  
+49 (0) 6873 99997-0



Der Bericht über Sicherheit und klinische Leistung SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) ist unter folgendem Link verfügbar: [www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).

Zugang zur öffentlichen Website der Eudamed Datenbank: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

	Gebrauchsanweisung beachten		Strahlensterilisiert
	Verwendbar bis		Hersteller
	Nicht wiederverwenden		Temperaturbegrenzung
	Nicht erneut sterilisieren		Trocken aufbewahren
	Artikelnummer		Charge/Fertigungslos
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Herstellungsdatum
	Medizinprodukt		Unique Device Identification
	Doppeltes Sterilbarriersystem		Europäisches Konformitätskennzeichen mit Kennnummer der Benannten Stelle
	Das Medizinprodukt lt. 21 CFR 801.109(b)(1) darf nach Gesetz (USA) ausschließlich auf Anordnung des Arztes verschrieben werden		

© Die NGMedical Marken und eingetragenen Handelsmarken sind durch nationale und internationale Rechte in Deutschland, der Europäischen Union und anderen Regionen und Ländern weltweit geschützt.

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO /  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
**MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C /  
Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C**

**REF** X0001 **LOT** 2023-04-25

EN

**■ INTENDED USE**

The MOVE®-C cervical disc prosthesis is a prosthesis for the dynamic stabilization of one or two cervical segments (C3-C7) after anterior discectomy has been effected by taking into consideration that the movability of the segment to be treated with the prosthesis is to be maintained at its best for patients with a fully-grown skeletal system.

**■ PRODUCT DESCRIPTION**

The MOVE®-C implant is delivered mounted on an implant holder and consists of a cranial titanium plate (coated with titanium niobium nitride (TiNbN) on the inner surface) and a caudal titanium plate (TiAl6V4) with moulded polymer core out of PCU (Polycarbonate – urethane). The plates possess pins on the bone facing surfaces, which serve the primary fixation. The implant holder consists of PEEK (Polyetheretherketone).

MOVE®-C implants have been especially adapted to the anatomy in order to secure the surgical result at the best. The caudal endplate is flat, the cranial endplate is domed and the implant is formed conically from anterior to posterior. In the lateral view, the implant has a slightly lordotic form.

It is not allowed to use MOVE®-C implants in direct combination with components of other manufacturers.

**■ SCOPE**

This Instructions for Use is valid for all MOVE®-C implants.

**■ APPROVED INSTRUMENTS**

All instruments of the product group MOVE®-C (Please see the respective IFU (REF X0008).

**■ INDICATIONS**

MOVE®-C is intended to be used for the following indications:

- Discopathy,
- Disc hernia with radiculopathy,
- Stenosis of the foramen and spinal canal.

**■ CONTRAINDICATIONS**

MOVE®-C should not be implanted in patients with the following conditions:

- Have a bone mineral density with T-score  $\leq -1.5$  as determined by spine DXA if male  $\geq 60$  years of age or female  $\geq 50$  years of age,
- Have an active systemic infection or infection at the operative site,
- Have sustained an osteoporotic fracture of the spine, hip or wrist,
- Have received medications (e.g., methotrexate, alendronate) that interfere with bone and mineral metabolism within 2 weeks of the planned date of the index surgery,
- Have any medical or surgical condition precluding the potential benefit of spinal surgery,
- Have a history of endocrine or metabolic disorders (e.g., Paget's disease) known to affect bone and mineral metabolism,
- Have spinal metastases,
- Have a known allergy to titanium or polycarbonate-urethane,
- Be pregnant,
- Have axial neck pain as the solitary symptom,
- Have severe cervical myelopathy as evidenced by any sign of gait disturbance, unilateral or bilateral leg weakness, and/or uncontrollable bowel/bladder symptoms related to cervical spine disease,
- Require a treatment (e.g., posterior element decompression) that destabilizes the spine,
- Have advanced cervical anatomical deformity (e.g., ankylosing spondylitis, scoliosis) at the operative site,
- Have advanced degenerative changes (e.g., spondylosis) at the index vertebral level as evidenced by:
  - Bridging osteophytes,
  - Average ROM  $< 4^\circ$ ,
  - Disc height  $< 25\%$  of the height of the inferior vertebral disc space, as measured in a lateral radiograph in neutral position,
  - Subluxation  $> 3$  mm,
  - Kyphotic deformity at  $> 20^\circ$  on neutral radiographs.

During the postoperative rehabilitation, there is a certain risk for patients who are partly or not fully in the position to follow the necessary precautions. Factors like the degree of physical activity and the following of the instructions regarding the postoperative treatment affect the stress, the implant is exposed to. There is a higher pseudarthrosis-risk for smokers. These patients are to be informed on the risk and to be requested to stop smoking prior to and immediately after surgery.

**■ COMPLICATIONS AND POSSIBLE UNDESIED OCCURENCES**

Prior to the surgery, patients should be explained the possible undesired occurrences and the possible further surgeries which might be necessary for the correction of these:

- Loosening, collapse or breaking of components,
- Migration of the implant components,
- Sensitive reaction of the soft tissue on the implant material,
- Possible degeneration of the skin and/or wound complications,
- Pseudarthrosis or reluctant ingrowth or bad ingrowth,
- Infection,
- Nerval damages and/or spinal cord damages including loss of neurological functions (sense or mobility paralysis), dysaesthesia, hyperaesthesia, paraesthesia, radiculopathy, reflex deficiency,
- Spinal cord injuries, outflow of the cerebrospinal fluid,
- Trachea and/or esophagus injury,
- Vocal cord paresis,
- Hoarseness,
- Vertebral fracture,
- Foreign body reaction (allergically based) to components or fragments/debris,
- Loss of anchorage, (e.g.: through strong extension before the MOVE®-C implant has attached to the end plates)
- Visceral or vascular injuries,
- Modification of the spinal curvature. Loss of correction, height and/or repositioning,
- Loss of bone density by stress-shielding,
- Loss of bone or fracture superior or inferior the height of the affected segment,
- Impairment of activities,
- Lack of effective means for the treatment of the symptoms, which the surgery was intended to fix,
- Need of further surgeries,
- Death.

**■ WARNINGS**

The safety and efficacy of the MOVE®-C implants has only been proven for the spinal diseases listed in the paragraph „indications“. There is the potential risk of death when using this system. Further potential risks, which might lead to a further surgery are:

- Breakage/Failure of system components,
- Loss of Anchorage, (e.g.: through strong extension before the MOVE®-C implant has attached to the end plates)
- Pseudarthrosis,
- Allergical reaction or sensitivity on metals or PCU,
- Vertebral fracture,
- Nerve damage and/or spinal cord damage,
- Vascular lesion.

By the implantation of metals and alloys into the human body, these are exposed to aggressive chemical milieus of salts, acids and alkalis, which might lead to corrosion. The contact proximity of different metals might accelerate the corrosion process due to galvanic corrosion/reaction. From metallurgical, mechanical and functional reasons, the combination of implant components from different manufacturers is not recommended. Particularly, it is not allowed

to use the MOVE®-C disc prosthesis with components or surgical techniques of other manufacturers. It must be ensured that the size of the prosthesis itself matches with the size indicated on the packaging label, when taking the prosthesis out of its packaging box.

**■ OPERATIVE PRECAUTIONS**

The surgeon must be perfectly familiar with MOVE®-C, the necessary instruments as well as the general surgical technique. The surgeon must exclusively use the instruments especially approved by NGMedical for MOVE®-C. The surgeon always has to ensure that the optimum implant size is used and that there is an anatomically correct implant placement. Trial implants enable a simple and safe size destination. Over distraction is to be avoided. The surgeon has to pay attention that there is a correct implant placement in the cranial and caudal as well as in the anterior and posterior position. The general surgical procedure can be learned out of the surgical technique (REF X1001).

Please document the used implants patient-related with REF and LOT, so that the legally required traceability is guaranteed. **The implants are intended for single use. An explanted implant must never be reused.**

**■ MRI COMPATIBILITY**

MOVE®-C implants are conditionally MRI compatible. Patients with these implants can be scanned under 1.5 Tesla and 3.0 Tesla static magnetic field strength.

**■ PACKAGING**

MOVE®-C implants are packed double sterile per item. Please only use implants if the packaging box is undamaged. Storage conditions must guarantee the integrity of the packaging box and the implants respectively. Defective implants or further components are not to be used. Each box contains documentation labels for your disposal. The box and the labels contain all information required. They indicate the REF, LOT, description, sterilization method, quantity, use by date, UDI-Code and manufacturer. All MOVE®-C-implants are sterilized by gamma radiation.

**■ COMPLAINTS**

Any healthcare professional (e. g., a surgeon using the product), who has a complaint or who is dissatisfied with the quality, identification, reliability, safety, efficacy and/or performance of the MOVE®-C products, should notify NGMedical or, where applicable, the distributor. In the event of a severe incident or risk of a severe incident, liable to result in or to have resulted in the death or severe deterioration in the state of health of a patient or user or other persons, NGMedical (or the distributor) and the competent authority must be informed as soon as possible in writing or verbal. All complaints must include the product name, REF, LOT and the description as well as all data of the incident. The reporting person should state his name, contact data and a detailed description of the incident.

**■ DISPOSAL**

For disposal of NGMedical implants, please comply with the specific hospital regulations or return the processed, sterilized and labeled implants to NGMedical.

**■ EXPECTED LIFETIME**


The expected lifetime of MOVE®-C is set at 15 years after implantation. After exceeding the expected lifetime, a revision may become necessary.

**■ FURTHER INFORMATION**

For further information please contact



NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
GERMANY  
[mail@ngmedical.de](mailto:mail@ngmedical.de)  
[www.ngmedical.de](http://www.ngmedical.de)  
+49 (0) 6873 99997-0



The Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) can be found under the following link:  
[www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).







Access to the public website of the Eudamed database: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

® The NGMedical brands and registered trademarks are protected by national and international rights in Germany, the European Union and other regions and countries worldwide.

Symbol	Standard	Ref no	Title	Meaning
	ISO 15223-1- Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer - Part 1: General requirements	5.4.3	Consult instructions for use	Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
		5.1.4	Use by	Indicates the date after which the medical device is not to be used.
		5.4.2	Do not re-use	Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure.
		5.2.6	Do not resterilize	Indicates a medical device that is not to be resterilized.
		5.1.6	Catalogue or model number	Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
		5.2.8	Do not use if package is damaged	Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened.
		5.2.4	Sterilized using irradiation	Indicates a medical device that has been sterilized using irradiation.
		5.1.1	Manufacturer	Indicates the medical device manufacturer.
		5.3.7	Storage temperature range	Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.
		5.3.4	Keep dry	Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
		5.1.5	Batch code	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO /  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
**MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C /  
Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C**

**REF** X0001 **LOT** 2023-04-25

		5.1.3	Date of manufacture	Indicates the date of manufacture the medical device
		5.7.7	Medical Device	Indicates the item is a medical device
		5.7.10	Unique Device Identification	Indicates a carrier that contains Unique Device Identifier information
	Double sterile barrier system			
	European conformity mark with Notified Body identification number			
	The medical device according to 21 CFR 801.109(b)(1) may only be prescribed by a physician in accordance with the law (USA)			

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO /  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C /  
Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C

REF

X0001

LOT

2023-04-25

FR

■ UTILISATION PRÉVUE

La prothèse de disque cervicale MOVE®-C est une prothèse destinée à la stabilisation dynamique d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale (C3-C7) après une discectomie antérieure, la mobilité du segment à traiter devant être maintenue par la prothèse chez les patients dont le squelette a atteint sa pleine maturité de la meilleure manière possible.

■ DESCRIPTION DU PRODUIT

L'implant MOVE®-C est livré préassemblé sur un porte-implant et se compose d'une plaque crânienne (revêtue sur le côté interne de nitrure de niobium titane (TiNbN)) et d'une plaque caudale en titane (TiAl6V4), avec un noyau en polymère moulé par injection en PCU (polycarbonate-uréthane). Les plaques sont munies de broches sur le côté faisant face à l'os pour une fixation primaire. Le porte-implant est en PEEK (polyétheréthercétone).

Les implants MOVE®-C ont été spécialement adaptés à l'anatomie pour assurer le meilleur résultat chirurgical possible. La plaque terminale caudale est plate, la plate terminale crânienne est concave et l'implant est conique de la partie ventrale à la partie dorsale. En vue latérale, l'implant a une forme légèrement lordotique.

Les implants MOVE®-C ne doivent pas être utilisés en liaison directe avec des composants d'autres fabricants.

■ CHAMP D'APPLICATION

Le présent manuel d'instructions est valable pour tous les implants MOVE®-C.

■ INSTRUMENTS AUTORISÉS

Tous les instruments du groupe de produits MOVE®-C (veuillez respecter au manuel d'instructions correspondant REF-X0008).

■ INDICATIONS

MOVE®-C est destiné à être utilisé dans les indications suivantes :

- Discopathie
- Hernie discale avec radiculopathie
- Sténose du foramen et du canal rachidien

■ CONTRE-INDICATIONS

MOVE®-C ne doit pas être implanté chez les patients ou dans les conditions de santé suivantes :

- Densité minérale osseuse déterminé par DXA de la colonne vertébrale avec une valeur T de  $\leq -1,5$  chez les hommes  $\geq 60$  ans ou chez les femmes  $\geq 50$  ans,
- Infection active du système ou infection du site d'opération,
- Fracture ostéoporotique de la colonne vertébrale, de la hanche ou du poignet,
- Dans les 2 semaines précédant la date prévue de l'opération, le patient doit prendre des médicaments qui affectent l'équilibre osseux et minéral,
- État de santé actuel ou condition chirurgicale qui annulerait les avantages potentiels d'une chirurgie de la colonne vertébrale,
- Maladies endocriniennes ou métabolique dans l'anamnèse qui affectent l'équilibre osseux et minéral,
- Métastases vertébrales,
- Allergie au titane ou au polycarbonate-uréthane,
- Une grossesse,
- Douleurs axiales à la nuque comme seul symptôme,
- Myélopathie cervicale grave caractérisée par des signes de troubles de la marche, des faiblesses unilatérales ou bilatérales des jambes et/ou des symptômes vésicaux/intestinaux incontrôlables associés à une maladie de la colonne vertébrale,
- Les patients qui nécessitent un traitement qui déstabilise la colonne vertébrale (par exemple, décompression d'un élément dorsal),
- Déformation anatomique avancée au niveau du site de l'opération (par exemple spondylarthritis ankylosante, scoliose),
- Changements dégénératifs avancés (par exemple spondylose) dans le segment primaire de la colonne vertébrale qui se manifestent par les symptômes suivants :
  - ostéophyte de pontage,
  - une amplitude de mouvement moyenne de  $< 4^\circ$ ,
  - Hauteur du disque intervertébral  $< 25\%$  de la hauteur de l'espace intervertébral inférieur mesurée sur la radiographie latérale en position neutre,
  - Subluxation de  $> 3\text{ mm}$ ,
  - déformation cyphotique de  $> 20^\circ$  sur les radiographies neutres.

Les patients qui, en raison de limitations mentales ou physiques, ne sont que partiellement capables ou incapables de prendre les précautions nécessaires courent un certain risque lors de la réadaptation post-opératoire. Des facteurs tels que le degré d'activité physique et le respect des instructions concernant le traitement post-opératoire ont une incidence sur les contraintes auxquelles l'implant est exposé. Les fumeurs ont un risque plus élevé de pseudarthrose. Ces patients doivent être informés du risque accru et il faut leur demander de s'abstenir de fumer avant et immédiatement après l'intervention.

■ COMPLICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Avant l'opération, les patients doivent être informés des éventuels effets indésirables et des autres procédures chirurgicales qui peuvent être nécessaires pour corriger ces effets :

- Desserrage, désintégration ou rupture des composants,
- Déplacement/migration des composants de l'implant,
- Réactions allergiques du tissu au matériau de l'implant,
- Troubles de la cicatrisation des plaies,
- Absence ou retard d'intégration osseuse des plaques terminales de la prothèse,
- Infection,
- Lésion des nerfs et/ou de la moelle épinière, y compris la perte de fonctions neurologiques (paralysie sensorielle ou motrice), dysesthésie, hyperesthésie, paresthésie, radiculopathie, déficit des réflexes,
- Blessures Dura, écoulement de liquide céphalorachidien,
- Des blessures à l'œsophage et/ou la trachée,
- Parésie des cordes vocales,
- Enrouement,
- Fracture vertébrale,
- Réaction de corps étranger (conditionné allergique) à des composants ou des fragments,
- Perte de l'ancrage, (par ex. due à une forte extension avant l'implantation de l'implant MOVE®-C sur les plaques d'extrémité)
- Lésions aux viscères ou vasculaires,
- Modification de la courbure de la colonne vertébrale, perte de la correction, de la hauteur et/ou du repositionnement,
- Perte de la densité osseuse par le blindage contre les contraintes,
- Perte osseuse ou fracture au-dessus ou en dessous de la hauteur du segment chirurgical,
- Restriction des activités,
- Manque de moyens efficaces pour traiter les symptômes auxquels l'opération devait remédier,
- Nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale,
- La mort.

■ AVERTISSEMENTS

La sécurité et l'efficacité des implants MOVE®-C n'ont été prouvées que pour les maladies de la colonne vertébrale énumérées dans la section Indications. En utilisant ce système, comme pour toutes les opérations, il existe un risque potentiel de décès. Les autres risques potentiels qui peuvent nécessiter une intervention chirurgicale supplémentaire sont :

- Rupture/défaillance des composants du système,
- Perte de l'ancrage, (par ex. due à une forte extension avant l'implantation de l'implant MOVE®-C sur les plaques d'extrémité)
- Pseudarthrose,
- Réaction allergique ou de sensibilité aux métaux ou au PCU,

- Fracture vertébrale,
- Lésions des nerfs et/ou de la moelle épinière,
- Lésion vasculaire.

Lorsque des métaux ou des alliages sont implantés dans le corps humain, ils sont exposés à des environnements chimiques agressifs de sels, d'acides et de bases, ce qui peut conduire à de la corrosion. Si des métaux différents sont mis en contact à proximité les uns des autres, cela peut accélérer le processus de corrosion par corrosion galvanique. La combinaison de composants d'implants de différents fabricants n'est pas recommandée pour des raisons métallurgiques, mécaniques et fonctionnelles. En particulier, la prothèse de disque MOVE®-C ne doit pas être utilisée avec des composants ou des méthodes provenant d'autres fabricants.

Lors du retrait de la prothèse, il faut s'assurer que la taille nominale de la prothèse correspond à la taille spécifiée sur l'étiquette de l'emballage.

■ MESURES DE PRÉCAUTION

Le chirurgien doit absolument connaître MOVE®-C, les instruments nécessaires et la technique chirurgicale générale. Le chirurgien doit utiliser les instruments spécialement approuvés par NGMedical pour MOVE®-C. Le chirurgien doit toujours s'assurer que la taille optimale de l'implant est utilisée et que l'implant est placé de manière anatomiquement correcte. Les implants de test permettent un dimensionnement facile et sûr. Il faut éviter toute distraction excessive. Il faut veiller à ce que l'implant soit correctement aligné dans la direction crâniale et caudale ainsi que ventrale et dorsale. La procédure chirurgicale peut également être lue dans les instructions chirurgicales (REF X1000).

Veuillez documenter les implants utilisés avec REF et LOT de manière adaptée au patient afin de garantir la traçabilité légalement requise. Les implants sont destinés à un usage unique. **Un implant extrait ne doit en aucun cas être réutilisé.**

■ COMPATIBILITÉ IRM

Les implants MOVE®-C sont compatibles avec l'IRM sous certaines conditions. Les patients porteurs de ces implants peuvent être scannés sous une intensité de champ magnétique statique de 1,5 tesla et 3,0 tesla.

■ EMBALLAGE

Les implants MOVE®-C sont toujours livrés dans un double emballage stérile. Utilisez les implants uniquement si l'emballage est intact. Les conditions de stockage doivent garantir l'intégrité de l'emballage et donc des implants. Les implants ou autres composants défectueux ne doivent pas être utilisés. Chaque paquet contient des étiquettes de documentation que vous pouvez utiliser librement. Les emballages et les étiquettes contiennent toutes les informations nécessaires. Vous pouvez y lire le numéro de référence REF, le LOT, la description, la méthode de stérilisation, la quantité, la date limite d'utilisation et le fabricant ainsi que scanner le code UDI. La méthode de stérilisation de tous les implants MOVE®-C est la stérilisation par rayonnement gamma.

■ RÉCLAMATIONS

Tout professionnel (par exemple un médecin utilisant le produit) qui a une réclamation ou n'est pas satisfait de la qualité, de l'étiquetage, de la fiabilité, de la sécurité, de l'efficacité et/ou des performances du produit doit en informer NGMedical ou le distributeur où applicable. En cas d'incident grave ou de risque d'incident grave pouvant entraîner ou ayant entraîné une atteinte grave à la santé ou la mort du patient ou d'un utilisateur, ou de tiers, NGMedical (ou le distributeur) et l'autorité compétente doivent en être informés immédiatement par écrit ou par oral. Toutes les réclamations doivent inclure le nom du produit, le REF, le LOT et la description, ainsi que les données de l'incident. La personne qui réalise la réclamation doit donner son nom et ses coordonnées et décrire l'incident de la manière la plus détaillée possible.

■ ÉLIMINATION

Respecter le règlement de l'hôpital spécifique pour éliminer des implants de NGMedical ou retourner les implants marqués stérilisés et traités à NGMedical.

■ DURÉE DE VIE PRÉVUE

La durée de vie prévue de MOVE®-C est fixée à 15 ans après l'implantation. Une fois la durée de vie prévue dépassée, une révision peut s'avérer nécessaire.

■ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :



NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
ALLEMAGNE  
[mail@ngmedical.de](mailto:mail@ngmedical.de)  
[www.ngmedical.de](http://www.ngmedical.de)  
+49 (0) 6873 99997-0



Le rapport sur la sécurité et la performance clinique SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) est disponible sous le lien suivant : [www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).

Accès au site Internet public de la base de données d'Eudamed : <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

	Respecter le manuel d'instructions		Stérilisé par radiations
	Utilisable jusqu'à		Fabricant
	Ne pas réutiliser		Limite de température
	Ne pas stériliser à nouveau		Stocker au sec
	Référence article		Lot de production/lot
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Date de fabrication
	Dispositif à usage médical		Identification unique d'appareil
	Système de barrière stérile double		Marquage de conformité européenne avec numéro d'identification de l'organisme notifié
	Le dispositif à usage médical selon 21 CFR 801.109(b)(1) peut être prescrit légalement (USA) exclusivement sur les instructions d'un médecin		

® Les marques et marques déposées de NGMedical sont protégées par des droit nationaux et internationaux en Allemagne, dans l'Union Européenne et dans d'autres régions et pays du monde.



GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO /  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C /  
Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C

REF

X0001

LOT

2023-04-25

IT

■ DESTINAZIONE A UNO SCOPO PRECISO

La protesi cervicale del disco intervertebrale MOVE®-C è una protesi per la stabilizzazione dinamica di uno o due segmenti della colonna vertebrale cervicale (C3-C7) in seguito ad una discectomia anteriore, in cui con la protesi si desidera conservare al massimo la mobilità del segmento interessato in pazienti con sistema scheletrico adulto.

■ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'impianto MOVE®-C viene fornito premontato su un supporto per impianto ed è composto da una piastra in titanio craniale (rivestita sul lato interno da nitruro di titanio niobio (TiNbN)) e caudale (TiAl6V4), con nucleo polimerico sagomato in PCU (policarbonato uretano) Sul lato rivolto verso le ossa, le piastre dispongono di chiodi che fungono da fissaggio primario. Il supporto per impianto è composto da PEEK (polietere etere chetone).

Gli impianti MOVE®-C sono stati appositamente adattati all'anatomia, per garantire il massimo risultato chirurgico possibile. La piastra terminale caudale è piatta, la piastra terminale craniale convessa e l'impianto ha forma conica dalla parte anteriore a quella posteriore. In vista laterale, l'impianto ha una forma leggermente lordotica.

Gli impianti MOVE®-C non devono essere impiegati direttamente assieme a componenti di altri produttori.

■ AMBITO DI VALIDITÀ

Le presenti istruzioni per l'uso sono valide per tutti gli impianti MOVE®-C.

■ STRUMENTI CONSENTITI

Tutti gli strumenti del gruppo di prodotti MOVE®-C (si prega di osservare le relative istruzioni per l'uso REF X0008).

■ INDICAZIONI

MOVE®-C è destinato all'uso in presenza delle seguenti indicazioni:

- Discopatia
- ernia discale con radicolopatia
- Stenosi del canale foraminale e spinale

■ CONTROINDICAZIONI

MOVE®-C non deve essere impiantato nei seguenti pazienti o che presentano le seguenti condizioni fisiche:

- densità minerale ossea rilevata mediante DXA sulla colonna vertebrale con un valore del T-score di  $\leq -1,5$  negli uomini di età  $\geq 60$  anni o nelle donne di età  $\geq 50$  anni,
- infezione sistemica attiva o infezione del sito chirurgico,
- frattura osteoporotica della colonna vertebrale, dell'anca o del polso,
- assunzione di farmaci che influenzano il metabolismo osseo e minerale nelle 2 settimane prima della data dell'operazione programmata,
- condizioni fisiche o chirurgiche che annullerebbero il potenziale beneficio di un'operazione alla colonna vertebrale,
- patologie endocrine o metaboliche nell'anamnesi che influenzano il metabolismo osseo o minerale,
- metastasi alla colonna vertebrale,
- allergia a titanio o a policarbonato uretano,
- gravidanza,
- cervicalgia assiale come unico sintomo,
- mielopatia cervicale severa che si manifesta con sintomi quali atassia, debolezza muscolare agli arti inferiori, unilaterale o bilaterale, e/o con sintomi vescicali/intestinali incontrollabili associati a patologie della colonna vertebrale,
- pazienti che richiedono un trattamento che destabilizza la colonna vertebrale (ad es. decompressione di un elemento dorsale),
- deformità anatomica di stadio avanzato sul sito chirurgico (ad es. spondilite anchilosante, scoliosi),
- variazioni degenerative di stadio avanzato (ad es. spondiliosi) del segmento primario della colonna vertebrale che si manifestano coi seguenti sintomi:
  - osteofiti con ponti ossei,
  - range di movimento medio di  $< 4^\circ$ ,
  - altezza del disco  $< 25\%$  dell'altezza dello spazio intervertebrale misurato su radiografia laterale in posizione neutra,
  - sublussazione di  $> 3$  mm
  - deformità cifotica di  $> 20^\circ$  su radiografia neutra.

I pazienti che, a causa di disabilità mentali o fisiche, non sono in grado o sono solo parzialmente in grado di osservare le necessarie precauzioni, sono soggetti ad un particolare rischio durante la riabilitazione post-chirurgica. Fattori quali grado di attività fisica e osservanza delle indicazioni relative al trattamento post-chirurgico si riflettono sulle sollecitazioni a cui è sottoposto l'impianto. I fumatori sono soggetti ad un maggiore rischio di pseudoartrosi. Tali pazienti devono essere informati di tale aumento del rischio e pregati di non fumare prima e immediatamente dopo l'intervento.

■ COMPLICANZE E POTENZIALI EFFETTI INDESIDERATI

Prima dell'operazione, i pazienti devono essere informati dei potenziali effetti indesiderati e degli ulteriori interventi chirurgici che potrebbero rendersi necessari per la correzione di tali effetti:

- allentamento, scomposizione o rottura di componenti,
- spostamento/migrazione di componenti dell'impianto,
- reazioni di ipersensibilità dei tessuti al materiale dell'impianto,
- cicatrizzazione anomala,
- integrazione ossea, assente o ritardata, delle piastre terminali delle protesi,
- infezioni,
- danni a carico del sistema nervoso e/o del midollo spinale, compresa la perdita di funzioni neurologiche (paralisi sensitiva o motoria), disestesia, iperestesia, parestesia, radicolopatia, deficit dei riflessi,
- lesioni della dura madre, fuoriuscita di liquido cerebrospinale,
- lesioni dell'esofago e/o della trachea,
- paralisi delle corde vocali,
- raucedine,
- frattura vertebrale,
- reazione da corpo estraneo (di natura allergica) a componenti o frammenti,
- perdita di ancoraggio, (per es. per via della forte estensione prima dell'attaccamento dell'impianto MOVE-C nelle piastre terminali)
- lesioni viscerali o vascolari,
- variazione della curvatura della colonna vertebrale, perdita della correzione, dell'altezza e/o riposizionamento,
- perdita di densità ossea a causa di stress shielding,
- perdita o rottura ossea superiore o inferiore all'altezza del segmento operato,
- limitazione dell'attività,
- assenza di mezzi efficaci per il trattamento dei sintomi che dovrebbero essere eliminati dall'operazione,
- necessità di ulteriori interventi chirurgici,
- morte.

■ AVVERTENZE

La sicurezza e l'efficacia degli impianti MOVE®-C è stata documentata solo per le patologie alla colonna vertebrale illustrate nella sezione Indicazioni. In caso di utilizzo del presente sistema sussiste potenziale pericolo di morte, come per tutte le operazioni. Altri potenziali pericoli, che potrebbero richiedere un ulteriore intervento chirurgico, sono:

- rottura/caduta di componenti sistemici,
- perdita di ancoraggio, (per es. per via della forte estensione prima dell'attaccamento dell'impianto MOVE-C nelle piastre terminali)
- pseudoartrosi,
- reazione allergica o ipersensibilità ai metalli o al PCU
- frattura vertebrale,
- danni a carico del sistema nervoso e/o del midollo spinale,

- lesioni vascolari.

Mediante l'impianto di metalli e leghe nel corpo umano, questi ambienti chimici aggressivi vengono esposti a sali, acidi e basi che potrebbero provocare corrosione. Se metalli diversi vengono collocati uno accanto all'altro, ciò può accelerare il processo corrosivo provocato da corrosione galvanica. Per ragioni metallurgiche, meccaniche e funzionali si sconsiglia la combinazione di componenti di impianti di produttori diversi. Soprattutto, la protesi del disco intervertebrale non deve essere impiegata con componenti o metodi di altri produttori. Alla rimozione della protesi è necessario accertarsi che le dimensioni nominali della protesi coincidano con le dimensioni indicate sull'etichetta della confezione.

■ PRECAUZIONI

L'operatore deve conoscere molto bene MOVE®-C, gli strumenti necessari e la tecnica chirurgica generale. L'operatore deve impiegare gli strumenti appositamente consentiti da NGMedical per MOVE®-C. L'operatore deve sempre accertarsi di utilizzare le dimensioni dell'impianto ottimali e di collocare l'impianto correttamente dal punto di vista anatomico. Gli impianti di prova consentono una semplice e sicura determinazione delle dimensioni. Evitare di distrarsi. Accertarsi che l'impianto venga orientato correttamente in posizione craniale e caudale, nonché ventrale e dorsale. La procedura chirurgica può anche essere controllata nella guida chirurgica (REF X1000).

Si prega di documentare gli impianti utilizzati sul paziente con REF e LOT per garantire la tracciabilità prevista dalla legge. Gli impianti sono monouso. **Non riutilizzare mai un impianto espantato.**

■ COMPATIBILITÀ CON LA RM

Gli impianti MOVE®-C sono compatibili, in determinate condizioni, con risonanza magnetica. I pazienti che portano tali impianti possono essere sottoposti a risonanza ad un'intensità del campo magnetico statico di 1,5 tesla e 3,0 tesla.

■ CONFEZIONE

Gli impianti MOVE®-C vengono essenzialmente forniti in doppia confezione sterile. Utilizzare solo impianti con confezione sigillata. Le condizioni di stoccaggio devono garantire l'integrità della confezione e, quindi, dell'impianto. Non utilizzare impianti o altri componenti difettosi. Ciascun imballaggio contiene etichette di documentazione da impiegare liberamente. L'imballaggio e le etichette contengono tutte le informazioni necessarie. È possibile consultare numero di articolo, REF, LOT, descrizione, metodo di sterilizzazione, quantità, data di scadenza e produttore, nonché scansire il codice UDI. Il metodo di sterilizzazione di tutti gli impianti MOVE®-C è la sterilizzazione con raggi gamma.

■ RECLAMI

Il personale qualificato (ad es. il medico che utilizza il prodotto) che desiderasse presentare un reclamo o che non fosse soddisfatto della qualità, dell'etichetta, della sicurezza, dell'efficacia e/o delle prestazioni del prodotto deve informare NGMedical o, laddove possibile, il fornitore. In caso di incidenti gravi o pericolo di incidenti gravi che potrebbero provocare o hanno provocato grave compromissione alla salute o la morte del paziente o di un utente e/o terzi, devono venire comunicati immediatamente in forma scritta o orale a NGMedical (o al fornitore) e all'autorità competente. Tutti i reclami devono indicare nome del prodotto, REF, LOT e descrizioni nonché dati dell'incidente. Il reclamante deve comunicare il proprio nome e recapiti e descrivere più dettagliatamente possibile l'incidente.

■ SMALTIMENTO

Per lo smaltimento degli impianti NGMedical osservare le norme ospedaliere specifiche o inviare gli impianti ricondizionati e sterilizzati con relativa etichetta a NGMedical.

DURATA PREVISTA

La durata prevista di MOVE®-C è di 15 anni dal momento dell'impianto. Al superamento della durata prevista può essere necessaria una revisione.

■ ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
GERMANY  
mail@ngmedical.de  
www.ngmedical.de  
+49 (0) 6873 99997-0



La Relazione sulla sicurezza e prestazione clinica SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) è disponibile al link seguente: [www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).

Accesso al sito web pubblico della banca dati Eudamed: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

	Osservare le istruzioni per l'uso		Radiosterilizzato
	Data di scadenza		Produttore
	Non riutilizzare		Limitazione di temperatura
	Non risterilizzare		Conservare in un luogo asciutto
	Numero di articolo		Lotto/Lotto di produzione
	Non utilizzare con imballaggio danneggiato		Data di produzione
	Prodotto medico		Unique Device Identification
	Sistema di barriera sterile doppia		Marchio di conformità europea con numero di identificazione dell'organismo notificato
	Ai sensi della norma 21 CFR 801.109(b)(1) e per legge (USA), il prodotto può essere prescritto esclusivamente per ordine del medico		

© I marchi NGMedical Marken e i marchi commerciali registrati sono protetti dai diritti nazionali ed internazionali in Germania, nell'Unione Europea e in altre regioni e paesi a livello globale.

# GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C

**REF**

X0001

**LOT**

2023-04-25

**PT**

### ■ UTILIZAÇÃO PREVISTA

A prótese de disco intervertebral cervical MOVE®-C é uma prótese para a estabilização dinâmica de um ou dois segmentos da coluna cervical (C3-C7) após discectomia anterior, pelo que a mobilidade do segmento a ser tratado pela prótese deve ser preservada da melhor maneira possível em pacientes com sistema esquelético adulto.

### ■ DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O implante MOVE®-C é entregue pré-montado num suporte de implante e consiste numa placa craniana (revestida por dentro com nítro de titânio (TiNbn)) e placa de titânio caudal (TiAl6V4), com um núcleo de polímero moldado feito de PCU (policarbonato uretano). As placas têm pinos no lado voltado para o osso que servem como fixação primária. O suporte do implante é feito de PEEK (poliéter-éter-cetona).

Os implantes MOVE®-C foram especialmente adaptados à anatomia para garantir o melhor resultado cirúrgico possível. A placa terminal caudal é plana, a placa craniana é curva e o implante é afilado de ventral para dorsal. Em vista lateral, o implante tem uma forma ligeiramente lordótica.

Os implantes MOVE®-C não devem ser utilizados em ligação direta com componentes de outros fabricantes.

### ■ ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Estas instruções de utilização aplicam-se a todos os implantes MOVE®-C.

### ■ INSTRUMENTOS APROVADOS

Todos os instrumentos do grupo de produtos MOVE®-C (consulte as instruções relevantes para a utilização de REF X0008).

### ■ INDICAÇÕES

O MOVE®-C destina-se a utilização com base nas seguintes indicações:

- Discopatia
- Hérnia de disco com radiculopatia
- Forame e estenose do canal vertebral

### ■ CONTRAINDICAÇÕES

O MOVE®-C não deve ser implantado nos seguintes pacientes ou em pacientes com as seguintes condições de saúde:

- Densidade mineral óssea determinada por meio da coluna DXA com valor  $T \leq -1,5$  em homens  $\geq 60$  anos ou mulheres  $\geq 50$  anos,
- Infecção ativa do sistema ou infecção no local da cirurgia,
- Fratura osteoporótica na coluna, quadril ou punho,
- Se os medicamentos que afetam o equilíbrio ósseo e mineral foram tomados dentro de 2 semanas antes da data planeada da operação,
- Saúde ou condição cirúrgica existente que negaria os benefícios potenciais da cirurgia da coluna vertebral,
- História de doenças endócrinas ou metabólicas que afetam o equilíbrio ósseo e mineral,
- Metástases espinhais,
- Alergia ao titânio ou policarbonato uretano,
- Gravidez,
- Dor axial no pescoço como único sintoma,
- Mielopatia cervical grave, caracterizada por quaisquer sinais de distúrbios da marcha, fraqueza unilateral ou bilateral das pernas e/ou sintomas incontroláveis da bexiga/intestino associados a doenças da coluna cervical,
- Pacientes que necessitam de tratamento que desestabilize a coluna (por exemplo, descompressão de um elemento dorsal),
- Deformidade anatómica avançada no local cirúrgico (por exemplo, espondilite anquilosante, escoliose),
- Alterações degenerativas avançadas (por exemplo, espondilose) no segmento primário da coluna, que se manifestam pelos seguintes sintomas:
  - ponte osteófito,
  - amplitude média de movimento  $< 4^\circ$ ,
  - Altura do disco intervertebral  $< 25\%$  da altura do espaço intervertebral abaixo medido num raio-x lateral em posição neutra,
  - Subluxação  $> 3$  mm,
  - deformidade cifótica  $> 20^\circ$  em raios X neutros.

Existe um certo risco durante a reabilitação pós-operatória para pacientes que são apenas parcialmente capazes ou incapazes de tomar as medidas de precaução necessárias devido a limitações mentais ou físicas. Fatores como o nível de atividade física e a conformidade com as instruções de acompanhamento pós-operatório afetam o stress ao qual o implante está exposto. Os fumadores correm maior risco de desenvolver pseudartrose. Esses pacientes devem ser informados sobre o aumento do risco e solicitados a não fumar antes e imediatamente após o procedimento.

### ■ COMPLICAÇÕES E POSSÍVEIS EVENTOS ADVERSOS

Antes da operação, os pacientes devem ser informados sobre os possíveis eventos adversos e outras intervenções cirúrgicas que podem ser necessárias para corrigir esses mesmos eventos:

- Afrouxamento, desintegração ou quebra de componentes,
- Deslocamento/migração dos componentes do implante,
- Reações de sensibilidade do tecido ao material do implante,
- Distúrbios de cicatrização de feridas,
- Falta ou atraso na integração óssea das placas terminais da prótese,
- Infecção,
- Danos nos nervos e/ou danos na medula espinhal, incluindo perda de funções neurológicas (paralisia sensorial ou de movimento), disestesia, hiperestesia, parestesia, radiculopatia, défice de reflexo,
- Lesões de dura, descarga do líquido espinal do cérebro,
- Lesões no esfóago e/ou traqueia,
- Paralisia das cordas vocais,
- Rouquidão,
- Fratura vertebral,
- Reação de corpo estranho (alérgica) a componentes ou fragmentos,
- Perda de ancoragem, (p. ex.: devido à forte extensão antes da fixação do implante MOVE-C às placas terminais)
- Lesões viscerais ou vasculares,
- Mudança na curvatura da coluna, perda de correção, altura e/ou reposicionamento,
- Perda da densidade óssea através da proteção contra o stress,
- Perda ou fratura óssea acima ou abaixo da altura do segmento operacional,
- Restrição de atividades,
- Falta de meios eficazes para tratar os sintomas que a cirurgia deve remediar,
- Necessidade de novas intervenções cirúrgicas,
- Morte.

### ■ ADVERTÊNCIAS

A segurança e eficácia dos implantes MOVE®-C só foram demonstradas para os distúrbios da coluna vertebral listados na secção de indicações. Ao utilizar este sistema, como em todas as operações, existe um potencial risco de morte. Outros potenciais perigos que podem exigir cirurgia adicional incluem:

- Quebra/falha dos componentes do sistema,
- Perda de ancoragem, (p. ex.: devido à forte extensão antes da fixação do implante MOVE-C às placas terminais)
- Pseudartrose,
- Reação alérgica ou sensibilidade a metais ou PCU,
- Fratura vertebral,

- Danos nos nervos e/ou danos na medula espinhal,
- Lesão vascular.

A implantação de metais e ligas no corpo humano expõe esses ambientes químicos agressivos de sais, ácidos e bases, que podem levar à corrosão. Se metais diferentes são colocados em contacto, isso pode acelerar o processo de corrosão através da corrosão galvânica. A combinação de componentes de implantes de diferentes fabricantes não é recomendada por razões metalúrgicas, mecânicas e funcionais. Em particular, a prótese de disco intervertebral MOVE®-C não deve ser utilizada com componentes ou métodos de outros fabricantes.

Ao remover a prótese, deve-se garantir que o tamanho nominal da prótese corresponda ao tamanho especificado na etiqueta da embalagem.

### ■ PRECAUÇÕES

O cirurgião deve estar absolutamente familiarizado com o MOVE®-C, os instrumentos necessários e a técnica cirúrgica geral. O cirurgião deve utilizar os instrumentos especialmente aprovados pela NGMedical para o MOVE®-C. O cirurgião deve sempre garantir que o tamanho ideal do implante seja utilizado e que o implante esteja posicionado corretamente de forma anatómica. Os implantes de teste permitem um dimensionamento simples e seguro. Evite a distração excessiva. É importante garantir que o implante esteja alinhado corretamente cranialmente, caudalmente, ventralmente e dorsalmente. O procedimento cirúrgico também pode ser encontrado nas instruções cirúrgicas (REF X1000).

Documento os implantes utilizados relacionados com o paciente com REF e LOT, para garantir a rastreabilidade legalmente exigida. Os implantes são para utilização única. **Sob nenhuma circunstância um implante explantado pode ser reutilizado.**

### ■ COMPATIBILIDADE DA RM

Os implantes MOVE®-C são condicionalmente adequados para a ressonância magnética. Os pacientes com estes implantes podem ser examinados sob 1,5 Tesla e 3,0 Tesla de força do campo magnético estático.

### ■ EMBALAGEM

Os implantes MOVE®-C são sempre entregues em embalagens estéreis duplas. Utilize implantes apenas se a embalagem estiver intacta. As condições de armazenamento devem garantir a integridade da embalagem e, portanto, dos implantes. Implantes com defeito ou outros componentes não devem ser utilizados. Cada embalagem contém etiquetas de documentação para utilização gratuita. A embalagem e as etiquetas contêm todas as informações necessárias. Lá pode ler o número do artigo REF, LOT, descrição, método de esterilização, quantidade, data de utilização e fabricante e digitalizar o código UDI. O método de esterilização para todos os implantes MOVE®-C é a esterilização por radiação gama.

### ■ RECLAMAÇÕES

Qualquer especialista (por exemplo, médico que utiliza o produto) que tenha uma reclamação ou não esteja satisfeito com a qualidade, rotulagem, confiabilidade, segurança, eficácia e/ou desempenho do produto deve informar a NGMedical ou, se aplicável, o revendedor. No caso de um incidente grave ou do risco de um incidente grave que pode ou tenha levado a uma séria deterioração na saúde ou que tenha resultado na morte do paciente ou de um utilizador ou de um terceiro, a NGMedical (ou o revendedor) e autoridade competente devem ser informados imediatamente por escrito ou oralmente. Todas as reclamações devem ser feitas com o nome do produto, REF, LOT e descrição, além de detalhes do incidente. A parte relatora deve fornecer o seu nome e detalhes de contacto e descrever o incidente com o máximo de detalhes possível.

### ■ ELIMINAÇÃO

Para a eliminação de implantes NGMedical, as disposições específicas do hospital devem ser cumpridas ou os implantes reprocessados e esterilizados devem ser enviados identificados para a NGMedical.

### ■ DURABILIDADE PREVISÍVEL

A durabilidade previsível de MOVE®-C está projetada para 15 anos após a implantação. Após a durabilidade previsível ter sido excedida, pode ser necessária uma revisão.

### ■ INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para informações adicionais, por favor contactar:

NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
ALEMANHA  
[mail@ngmedical.de](mailto:mail@ngmedical.de)  
[www.ngmedical.de](http://www.ngmedical.de)  
+49 (0) 6873 99997-0

**CE** 0482

O relatório do Resumo de Segurança e Desempenho Clínico (SSCP) encontra-se disponível no seguinte link: [www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).

Acesso à página da Internet pública da base de dados Eudamed: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

	Seguir as instruções		Esterilizado por radiação
	Prazo de validade		Fabricante
	Não reutilizar		Limitação de temperatura
	Não esterilizar novamente		Armazenar seco
	Número de artigo		Lote/Lote de produção
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada		Data de fabrico
	Dispositivo médico		Identificação exclusiva do dispositivo
	Dupla sistema de barreira estéril		Marca de Conformidade Europeia com Número de Identificação do Organismo Notificado
	O dispositivo médico de acordo com 21 CFR 801.109(b)(1) só pode ser prescrito por lei (EUA) por ordem do médico		

® As marcas NGMedical e marcas registadas são protegidas por direitos nacionais e internacionais na Alemanha, União Europeia e outras regiões e países do mundo.

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**MOVE®-C Implantate / Implants / Implants MOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C**

REF X0001 LOT 2023-04-25

ES

■ USO PREVISTO

La prótesis del disco intervertebral cervical MOVE®-C estabiliza uno o dos segmentos de la columna cervical (C3-C7) en caso de una discectomía anterior y mantiene de la mejor manera posible la movilidad del segmento que protege a los pacientes con el sistema esquelético formado.

■ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El implante MOVE®-C se monta previamente en el soporte de implante que se ha suministrado y está compuesto por una placas de titanio craneal (su interior está recubierto con nitruro de niobio-titanio, TiNbN) y caudal (TiAl6V4), con polímeros rellenos de PCU (policarbonato-uretano). Las placas disponen de pines en el lado óseo para su fijación primaria. El soporte de implante es de PEEK (polieteretercetona).

Los implantes MOVE®-C se han adaptado especialmente a la anatomía para garantizar el mejor resultado operativo posible. La placa terminal caudal es plana, la placa terminal craneal está curvada y el implante va del lado ventral al dorsal con forma cónica. En la vista lateral, el implante tiene una forma ligeramente lordótica.

Los implantes MOVE®-C no se pueden usar directamente con componentes de otros fabricantes.

■ CAMPO DE APLICACIÓN

Estas instrucciones de uso son aplicables a todos los implantes MOVE®-C.

■ INSTRUMENTOS PERMITIDOS

Todos los instrumentos de la gama de productos MOVE®-C (rogamos que se consulten las instrucciones de uso REF X0008).

■ INDICACIONES

Usar MOVE®-C en caso de las indicaciones siguientes:

- Discopatía
- Hernia discal con radiculopatía
- Estenosis del canal espinal y del foramen

■ CONTRAINDICACIONES

No implantar MOVE®-C en los pacientes o estados de salud siguientes:

- Densidad mineral ósea determinada por medio de absorciometría con rayos X de doble energía de la columna vertebral con un valor T de  $\leq -1,5$  en hombres  $\geq 60$  o mujeres  $\geq 50$  años
- Infección activa del sistema o infección en la parte del cuerpo de la operación
- Fractura osteoporótica en la columna, cadera o muñeca
- Durante las dos semanas antes de la fecha de la operación programada, toma de medicamentos que influyan en el equilibrio óseo y mineral
- Estado de salud o condición quirúrgica por los que se deniegue el uso potencial de una operación en la columna vertebral
- Patologías endocrinas o metabólicas en la anamnesis que influyan en el equilibrio óseo y mineral
- Metástasis en la columna vertebral
- Alergia al titanio o policarbonato-uretano
- En caso de embarazo
- En caso de dolores cervicales axiales como síntoma único
- Mielopatía cervical grave que se manifieste por cualquier signo de molestias al caminar, debilidad unilateral o bilateral en las piernas y/o con patologías cervicales asociadas a síntomas de la vejiga o intestinales no controlables
- Pacientes que requieran un tratamiento que desestabilice la columna vertebral (por ejemplo: descompresión de un elemento dorsal)
- Deformación anatómica avanzada en la parte del cuerpo de la operación (por ejemplo: espondilitis anquilosante, escoliosis)
- Cambios degenerativos avanzados (por ejemplo: espondilosis) en el segmento cervical primario que se manifiesten con los síntomas siguientes:
  - Osteofitos con estructura prolongada
  - Rango promedio de movimiento de  $< 4^\circ$
  - Altura del disco intervertebral de  $< 25\%$  de la altura del espacio intervertebral inferior medida con radiografía lateral en posición neutra
  - Subluxación de  $> 3\text{ mm}$
  - Deformación cifótica de  $> 20^\circ$  en radiografías neutras

En pacientes donde no se puedan adoptar las medidas preventivas necesarias en su totalidad debido a limitaciones psíquicas o físicas o no se puedan adoptar de ningún modo, durante la rehabilitación posoperatoria habrá ciertos riesgos. Los factores como el nivel de actividad física y el cumplimiento de las instrucciones del tratamiento posoperatorio influirán en la carga a la que se someterá el implante. En caso de fumar, hay un elevado riesgo de pseudoartrosis. Se deberá informar a estos pacientes acerca del elevado riesgo que supone y solicitarles que dejen de fumar antes e inmediatamente tras la intervención.

■ COMPLICACIONES Y POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Antes de la operación, se deberá advertir a los pacientes de los posibles efectos adversos y de las posibles intervenciones operatorias necesarias para corregir dichos efectos:

- Los componentes podrían aflojarse, caerse o romperse
- Desplazamiento o migración de las piezas del implante
- Reacciones de sensibilidad del tejido al material del implante
- Molestias de la cicatrización
- Falta de oseointegración u oseointegración tardía de las placas terminales de la prótesis
- Infecciones
- Lesiones nerviosas y/o medulares, incluida la pérdida de las funciones neurológicas (apoplejias o parálisis motoras), disestesia, hiperestesia, parestesia, radiculopatía, pérdida de reflejos
- Lesiones en la duramadre, salida del líquido cefalorraquídeo
- Lesiones esofágicas y/o traqueales
- Parálisis de las cuerdas vocales
- Ronquera
- Fractura de la columna
- Reacción a cuerpos extraños (condicionada a alergias) a piezas o fragmentos
- Desancilaje (p. ej. debido a fuerte extensión ante el aumento del implante MOVE-C en las placas terminales)
- Lesiones viscerales o vasculares
- Modificación de la curvatura espinal, pérdida de la corrección, altura y/o reposicionamiento
- Pérdida de la densidad ósea por osteopenia
- Pérdida o fractura óseas sobre o bajo la altura del segmento en que se va a operar
- Limitaciones de movimiento
- Falta de medios eficaces para el tratamiento de síntomas, que deberían sustituir a la operación
- Necesidad de más operaciones
- Muerte

■ ADVERTENCIAS

La seguridad y eficacia de los implantes MOVE®-C se han demostrado únicamente para el caso de las enfermedades de la columna vertebral mencionadas en el apartado Indicaciones. Al emplear este sistema, el paciente podría morir, como en todas las operaciones. Estos son otros posibles riesgos que podrían requerir otra intervención quirúrgica:

- Rotura o caída de piezas del sistema
- Desancilaje (p. ej. debido a fuerte extensión ante el aumento del implante MOVE-C en las placas terminales)
- Pseudoartrosis
- Reacción alérgica o sensibilidad a metales o policarbonato-uretano
- Fractura de la columna
- Lesiones nerviosas y/o medulares

- Lesiones vasculares

Al implantarse metales y aleaciones en el cuerpo humano, se exponen a un ambiente químico agresivo de sales, ácidos y bases que podría producir corrosión. Colocar metales heterogéneos en contacto entre sí podría acelerar el proceso de corrosión por corrosión galvánica. No se recomienda combinar piezas de implantes de fabricantes diferentes por motivos metalúrgicos, mecánicos y funcionales. En particular, la prótesis del disco intervertebral MOVE®-C no se podrá usar con piezas o sistemas de otros fabricantes.

Al extraer la prótesis debe cerciorarse de que el tamaño nominal de la prótesis coincida con el tamaño indicado en la etiqueta del embalaje.

■ MEDIDAS PREVENTIVAS

El cirujano deberá conocer por completo el sistema de MOVE®-C, los instrumentos necesarios y las técnicas quirúrgicas generales. El cirujano utilizará los instrumentos especiales permitidos por NGMedical para MOVE®-C. El cirujano deberá garantizar siempre que usa el tamaño óptimo del implante y que lo coloca correctamente en la parte del cuerpo en cuestión. Los implantes de prueba facilitan determinar con seguridad el tamaño. Evitar la distracción excesiva. Aquí se debe prestar atención a que el implante esté bien colocado en los planos craneal, caudal, ventral y dorsal. El procedimiento quirúrgico también se encuentra en el manual operatorio (REF X1000).

Documente los implantes empleados en función del paciente con REF y LOT para garantizar el seguimiento legal necesario. Los implantes son de un solo uso. **Nunca utilice los implantes extraídos.**

■ COMPATIBILIDAD CON IRM

Los implantes MOVE®-C son aptos para la TRM de forma condicional. Los pacientes con estos implantes pueden someterse a escáneres con campos magnéticos estáticos de 1,5 Tesla y 3,0 Tesla.

■ EMBALAJE

Los implantes MOVE®-C se suministran con doble embalaje esterilizado. Utilice únicamente los implantes cuyo embalaje no presente daños. Durante el almacenamiento debe garantizarse que el embalaje y los implantes no se dañen. No use los implantes u otros componentes que presenten defectos. Cada embalaje incluye las etiquetas de documentación para que las utilice como necesite. El embalaje y las etiquetas incluyen toda la información necesaria, donde se encuentran el número de artículo REF, LOT, descripción, modo de esterilización, cantidad, fecha de caducidad y fabricante, y podrá escanear el código UDI. El método de esterilización de todos los implantes MOVE®-C es la esterilización por rayos gamma.

■ RECLAMACIONES

Cada especialista (por ejemplo: médico que utilice el producto) que tenga una reclamación o que no esté satisfecho con la calidad, descripción, fiabilidad, seguridad, eficacia o rendimiento del producto, deberá informar a NGMedical o, cuando sea el caso, al distribuidor. En caso de una incidencia grave o riesgo de incidencia grave que pudiere o haya podido perjudicar gravemente la salud del paciente o de un usuario o de terceros u ocasionarles la muerte, informe inmediatamente por escrito o verbalmente a NGMedical (o al distribuidor) y la autoridad competente. En todas las reclamaciones, indique el nombre del producto, REF, LOT y descripción, así como los datos de la incidencia. Indique su nombre y datos de contacto, y describa la incidencia de la forma más detallada posible.

■ COMO DESECHAR LOS IMPLANTES

Al desechar los implantes de NGMedical hay que cumplir la normativa específica de cada hospital o enviar a NGMedical los implantes identificados como preparados y esterilizados.

■ VIDA ÚTIL PREVISTA


La vida útil prevista de MOVE®-C es de 15 años a partir de su implantación. Una vez superada la vida útil prevista, puede que haya que hacer una revisión.

■ MÁS INFORMACIÓN

Si desea más información, contacte con



NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
ALEMANIA  
mail@ngmedical.de  
www.ngmedical.de  
+49 (0) 6873 99997-0



El informe de seguridad y rendimiento clínico SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) está disponible en el siguiente enlace: [www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).

Acceso al sitio web público de la base de datos Eudamed: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

	Observar las instrucciones de uso		Esterilización por rayos
	Usar antes del		Fabricante
	No reutilizar		Límite de temperatura
	No volver a esterilizar		Conservar en un lugar seco
	Número de artículo		Lote/lote de producción
	No usar si el embalaje está roto		Fecha de fabricación
	Producto sanitario		Unique Device Identification
	Doble Sistema de barrera estéril		Marca de Conformidad Europea con número de identificación del organismo notificado
	El producto sanitario según el 21 CFR 801.109(b)(1) se podrá prescribir exclusivamente con receta médica según la ley (EE. UU.).		

© Las marcas NGMedical y marcas comerciales registradas están protegidas de forma internacional por los derechos nacionales e internacionales de Alemania, de la Unión Europea y otras regiones y países.

GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MOVE®-C Implantate / Implants / ImplantsMOVE®-C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / Implantes MOVE®-C / MOVE®-C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®-C

REF

X0001

LOT

2023-04-25

ZH

■规定用途

MOVE-C 颈椎间盘假体是颈椎前路椎间盘切除术后期用于对颈椎柱的一个或两个节段 (C3-C7) 进行动态稳定的假体，对于骨骼系统发育完全的患者来说，假体可以最大程度保证需治疗节段的活动能力。

■产品说明

交货时，MOVE-C 植入体预装在一个植入体支架上，由一块顶部钛板（内侧喷有钛氮化合物 (TiNbN) 涂层）、一块底部钛板 (TiAl6V4) 和一个 PCU（聚碳酸酯型聚氨酯）材质的喷镀聚合物核心部件构成。在钛板上朝向骨头的一侧，装有用来进行初级固定的销钉。植入体支架由 PEEK（聚醚醚酮）制成。

MOVE-C 植入体根据人体结构进行过专门的调整，以此确保达到最佳手术效果。底部端板是平的，顶部端板呈弧形，植入体的形状，从腹侧向背侧呈锥形。从侧面看，植入体轻微前凸。

MOVE-C 植入体不可直接连接其他制造商生产的部件。

■适用范围

本使用说明书适用于所有 MOVE-C 植入体。

■允许使用的医疗器械

MOVE-C 产品系列中的所有医疗器械（注意遵守相关使用说明书 REF X0008 所述内容）。

■适应症

MOVE-C 适用于下列适应症：

- 椎间盘病
- 椎间盘脱出伴神经根病变
- 椎孔和椎管狭窄症

■禁忌症

下列患者或健康状况不适合植入 MOVE-C：

- 60 岁（含）以上男性或 50 岁（含）以上女性，经脊柱 DXA 法测定骨密度 T 值 ≤ -1.5。
- 活动性系统感染或手术部位感染，
- 脊柱、髋部或手腕骨质疏松性骨折，
- 在预定的手术日期前 2 周内，患者服用了会影响骨骼和矿物质平衡的药物，
- 当前健康状况或外科手术条件会对术后脊柱的恢复情况形成负面影响，
- 过往病史中出现过内分泌或代谢紊乱症状 - 此二者对骨骼和矿物质平衡有影响
- 脊柱转移瘤，
- 对钛或聚碳酸酯型聚氨酯过敏，
- 怀孕，
- 唯一症状是颈部轴性疼痛，
- 重度脊髓型颈椎病，临床特征表现为行走障碍、单侧或双侧腿部无力症状，且（或）伴有颈椎柱病变引发的无法控制的膀胱/肠道症状。
- 患者需接受的治疗方法会破坏脊柱的稳定（比如脊背部减压），
- 手术部位出现深度结构畸形（比如强直性脊柱炎、脊柱侧弯）。
- 原发性脊柱节段晚期退行性病变（比如脊柱病），临床特征表现为：
  - 骨赘形成桥状，
  - 平均活动范围 < 4°，
  - 椎间盘高度小于椎间隙下方高度的 25%（中立位拍摄侧位 X 光片测得），
  - 脱位 > 3 mm，
  - 中立位 X 光片上的脊柱后凸畸形 > 20°。

如果由于患者精神或身体方面的限制，只能部分落实所需的预防措施，或者无法落实预防措施，则在术后康复过程中会存在一定的风险。身体活动程度和术后恢复说明的遵守情况等因素，会对植入体承受的负荷产生影响。与吸烟者相比，吸烟者假关节发病的风险更高。因此，必须告知吸烟患者，他们面临的风险更高，而且必须要求他们在手术前和刚做完手术后戒烟。

■并发症和可能出现的不良反应

手术前应告知患者可能出现哪些不良反应，以及为了克服不良反应可能还需要做哪些其他手术：

- 植入体部件松动、解体或断裂，
- 植入体部件移动/移位，
- 人体组织对植入体材料反应敏感，
- 伤口愈合障碍，
- 假体端板未出现骨整合现象，或者骨整合现象延迟出现，
- 感染，
- 神经损伤和（或）脊髓损伤，包括神经功能丧失（感觉或运动麻痹）、感觉迟钝、感觉过敏、感觉异常、神经根病变、反射缺损，
- 硬脑膜损伤，脑脊髓液外流，
- 食道和（或）气管损伤，
- 脊椎骨折，
- 对部件或碎片有异物反应（过敏），
- 丧失固定能力，
- 内脏或血管损伤，
- 脊柱弯曲度改变，丧失矫正、调整高度和（或）重新定位的能力，
- 应力遮挡效应导致骨密度损失，
- 手术阶段高度以上或以下部位出现骨质流失或骨折现象，
- 活动受限，
- 缺乏有效的治疗手段来克服症状，而这些症状本应通过手术解决掉，
- 需要做其他手术，
- 死亡。

■警告说明

MOVE-C 植入体的安全性和有效性仅在“适应症”部分列出的脊柱疾病治疗方面得到过证实。跟所有手术一样，使用这个系统也存在死亡危险。此外还存在其他潜在危险，需要安排其他手术予以解决，这些潜在危险包括：

- 系统部件断裂/发生故障，
- 丧失固定能力，
- 假关节，
- 对金属或 PCU 有过敏或敏感反应，
- 脊椎骨折，
- 神经损伤和（或）脊髓损伤，
- 血管损伤。

金属和合金植入人体后，会暴露在盐、酸、碱这些有腐蚀性的化学环境中，从而导致植入体受到腐蚀。如果不同种类金属彼此接近、相互接触，电蚀会加速腐蚀过程。出于冶金、机械和功能性等方面的考虑，不建议将不同制造商生产的植入体部件组合在一起使用。MOVE-C 椎间盘假体尤其不能与其他制造商所生产的部件或所制定的方案一起使用。

取出假体时，必须确保假体的标称规格与包装标签上标明的规格一致。

■预防措施

外科医生必须特别熟悉 MOVE-C 和需要用到的器械，并具备常规的手术技能。外科医生必须使用 NGMedical 专门为 MOVE-C 而指定的器械。外科医生必须保证使用最佳规格的植入体，并确保将植入体放在人体中正确的位置。测试

用植入体有助于轻松、可靠地确定植入体的规格。避免分散注意力。注意在顶部、底部、腹侧和背侧四个方向正确调校植入体。手术步骤也可参阅《手术说明书》(REF X1000)。

请登记所使用的植入体（记录产品编号 REF 和生产批次 LOT）并记明所使用的患者，以此保证法律所要求的可追溯性。植入体为一次性用品。**绝对不能重复使用已用过的植入体。**

■MRI 兼容性

MOVE-C 植入物有条件地适用于 MRI。植入这些植入物的患者可以在 1.5 特斯拉和 3.0 特斯拉的静磁场强度下进行扫描。

■包装

原则上，MOVE-C

**植入体**交货时采用双重无菌包装。请只使用包装完整的植入体。植入体的存放条件必须要保证包装完好无损。这样就能保证植入体的完整性。不可使用已受损的植入体或其他部件。所有包装中都包含归档标签，可随意使用。包装和标签上标注了所有必要信息，包括产品编号

REF、生产批次

LOT、产品说明、灭菌方法、数量、有效期和制造商名称等，此外还可扫描

UDI（医疗器械唯一标识）编码。伽马射线灭菌法是适用于所有 MOVE-C 植入体的灭菌方法。

■投诉

如有专业人员（比如使用该产品的医生等）需要进行投诉，或者对该产品的质量、说明、可靠性、安全性、有效性和（或）性能不满，请联系 NGMedical 或经销商（如果适用）。如果发生了可能导致或已经导致患者、用户或第三方人员身体健康受到严重影响甚至死亡的重大事故，或者存在发生此类事故的风险，请立刻以书面形式或口头形式通知 NGMedical（或经销商）。进行任何投诉时，都需提供产品名称、产品编号 REF、生产批次 LOT、事件说明和事故发生日期等信息。此外，投诉人还需提供自己的姓名和联系方式，并尽量详细地描述事故详情。

■废弃处理

对于 NGMedical 植入物的废弃处理，必须遵守具体的医院规定，或者必须对经过再加工和消毒的植入物进行标记并发送给 NGMedical。

■预计寿命

MOVE-C 的预期寿命设定为植入后 15 年。超过预期使用寿命后，可能需要进行修改。


















■详细信息

如需了解详细信息，敬请联系我们：



NGMedical GmbH  
Trierer Straße 65  
66620 Nonnweiler  
德国  
[mail@ngmedical.de](mailto:mail@ngmedical.de)  
[www.ngmedical.de](http://www.ngmedical.de)  
+49 (0) 6873 99997-0



	遵守使用说明书所述内容		已进行辐射灭菌
	有效期截至		制造商
	不可重复使用		温度限制
	无需重新灭菌		干燥保存
	产品编号		生产批次
	包装受损，切勿使用		生产日期
	医疗用品		医疗器械唯一标识
	双重无菌屏障系统		带有通知机构识别号的欧洲合格标志
	根据美国联邦法规 (CFR) 820.3 款第 (I) 条的规定，只有医生才能依法为此医疗用品开具处方。		

© NGMedical 品牌和注册商标受德国、欧盟以及全球其他国家和地区相应法律和国际法规的保护。



GEBRAUCHSANWEISUNG / INSTRUCTIONS FOR USE / MANUEL D'INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI PER L'USO /  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / INSTRUCCIONES DE USO / 使用说明书 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**MOVE®–C Implantate / Implants / Implants MOVE®–C / Impianti MOVE®-C / Implantes MOVE®–C /  
Implantes MOVE®–C / MOVE®–C 植入体 / Εμφυτεύματα MOVE®–C**

REF

X0001

LOT

2023-04-25

EL

**■ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗΝ**

Η αυχενική πρόθεση μεσοσπονδύλιου δίσκου MOVE®-C είναι μια πρόθεση για δυναμική σταθεροποίηση ενός ή δύο τμημάτων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (C3-C7) μετά από πρόσθια διακεκομή, όπου η κινητικότητα του προς θεραπεία τμήματος θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν καλύτερα από την πρόθεση σε ασθενείς με πλήρως ανεπτυγμένο σκελετικό σύστημα.

**■ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Το εμφύτευμα MOVE®-C παραδίδεται προσυναρμολογημένο σε βάση στήριξης εμφυτεύματος και αποτελείται από μία κρανιακή πλάκα τιτανίου (με εσωτερική επίστρωση νιτρίδιου-νοβίου-τιτανίου (TiNBN)) και μία ουραία πλάκα τιτανίου (TiAl6V4), με ψεκασμένο πυθμένα πολυμερούς από PCU (πολυανθρακική ουρεθάνη). Οι πλάκες διαθέτουν πείρους στην πλευρά που είναι στραμμένη προς το οστό, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κύρια καθήλωση. Η βάση στήριξης του εμφυτεύματος είναι κατασκευασμένη από PEEK (πολυαιθερική αιθερική κετόνη).

Τα εμφυτεύματα MOVE®–C έχουν προσαρμοστεί ειδικά στην ανατομία, ώστε να εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό χειρουργικό αποτέλεσμα. Η ουραία τερματική πλάκα είναι επίπεδη, η κρανιακή τερματική πλάκα είναι κυρτή και το εμφύτευμα εκτείνεται κυνικά από την κοιλιακή προς τη ραχιαία θέση. Στην πλευρική όψη, το εμφύτευμα έχει ελαφρώς λορδωτικό σχήμα.

Τα εμφυτεύματα MOVE®-C δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε άμεση σύνδεση με εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών.

**■ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν για όλα τα εμφυτεύματα MOVE®-C.

**■ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

Όλα τα εργαλεία της ομάδας προϊόντων MOVE®-C (λάβετε υπόψη τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης, REF X0008).

**■ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Το MOVE®-C προορίζεται για χρήση υπό την παρουσία των ακόλουθων ενδείξεων:

- Δισκοπάθεια
- Δισκοκήλη με ριζοπάθεια
- Στένωση τμήματος και νωτιαίου σωλήνα

**■ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Το MOVE®-C δεν πρέπει να εμφυτεύεται στους ακόλουθους ασθενείς και στις ακόλουθες καταστάσεις υγείας:

- Οστική πυκνότητα που προσδιορίστηκε με DXA της σπονδυλικής στήλης με τιμή T ≤-1,5 σε άνδρες ηλικίας ≥80 ετών ή γυναίκες ηλικίας ≥50 ετών
- Ενεργή λοίμωξη του συστήματος ή μόλυνση στο σημείο της επέμβασης
- Οστεοπορωτικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, ισχίου ή καρπού
- Εντός 2 εβδομάδων πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της επέμβασης, χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει την ισορροπία των οστών και των ανόργανων στοιχείων
- Προϋπάρχουσα κατάσταση υγείας ή χειρουργική κατάσταση, που θα αναιρούσε το πιθανό όφελος από τη χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη
- Ιστορικό ενδοκρινικών ή μεταβολικών διαταραχών που επηρεάζουν την ισορροπία των οστών και των ανόργανων στοιχείων
- Μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη
- Αλλεργία στο τιτάνιο ή στην πολυανθρακική ουρεθάνη
- Εγκυμοσύνη
- Αξονική αυχεναλγία ως το μοναδικό σύμπτωμα
- Σοβαρή αυχενική μυελοπάθεια, που εμφανίζεται με οποιαδήποτε ένδειξη διαταραχής στη βάδιση, μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη αδυναμία των ποδιών ή/και μη ελεγχόμενα συμπτώματα ουροδόχου κύστης/εντέρου που σχετίζονται με νόσο της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Ασθενείς που χρήζουν θεραπείας, που αποσταθεροποιεί τη σπονδυλική στήλη (π.χ. αποσυμπίεση ραχιαίου στοιχείου)
- Προχωρημένη ανατομική παραμόρφωση στο σημείο της επέμβασης (π.χ. αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, σκολίωση)
- Προχωρημένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις (π.χ. σπονδύλωση) στο πρωτεύον τμήμα της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες εκδηλώνονται με τα ακόλουθα συμπτώματα:
  - οστεόφυτα γεφύρωσης
  - μέσο εύρος κίνησης <4°
  - ύψος μεσοσπονδύλιου δίσκου <25% του ύψους του κατώτερου μεσοσπονδύλιου διαστήματος, που μετρήθηκε σε πλευρική ακτινογραφία σε ουδέτερη θέση
  - ατελής εξάρθρωση >3 mm
  - κυφωτική παραμόρφωση >20° σε ουδέτερες ακτινογραφίες.

Οι ασθενείς που είναι μόνο εν μέρει ικανοί ή δεν είναι σε θέση να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις λόγω ψυχικών ή σωματικών περιορισμών, διατρέχουν κάποιο κίνδυνο κατά τη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Παράγοντες όπως ο βαθμός σωματικής δραστηριότητας και η συμμόρφωση με τις οδηγίες μετεγχειρητικής φροντίδας επηρεάζουν τις καταπονήσεις που ασκούνται στο εμφύτευμα. Οι καπνιστές διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο ψευδάρθρωσης. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον αυξημένο κίνδυνο και να τους ζητείται να απέχουν από το κάπνισμα πριν και αμέσως μετά την επέμβαση.

**■ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ**

Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα και τις πρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις που μπορεί να είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των συμβάντων:

- Χαλάρωση, καταστροφή ή θραύση εξαρτημάτων
- Μετατόπιση/μετανάστευση των εξαρτημάτων του εμφυτεύματος
- Αντιδράσεις ευαισθησίας του ιστού στο υλικό του εμφυτεύματος
- Διαταραχές επώλωσης τραυμάτων
- Απώστια ή καθυστερημένη οστική ενσωμάτωση των τερματικών πλακών πρόθεσεων
- Λοίμωξη
- Νευρική βλάβη ή/και βλάβη του νωτιαίου μυελού, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας νευρολογικών λειτουργιών (αισθητηριακή ή κινητική παράλυση), δυσαισθησία, υπεραισθησία, παραισθησία, ριζοπάθεια, έλλειμμα αντανεραστικών
- Κακώσεις σκληρής μήνιγγας, διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
- Κακώσεις στον οισοφάγο ή/και την τραχεία
- Παράλυση φωνητικών χορδών
- Βραχνόδα
- Σπονδυλικό κάταγμα (Αλλεργική) αντίδραση σε ξένο σώμα σε συστατικά ή θραύσματα
- Απώλεια αγκύρωσης (π.χ. λόγω έντονης έκτασης πριν από την ανάπτυξη του εμφυτεύματος MOVE®-C στις τερματικές πλάκες)
- Σπασμωγικές ή αγγειακές κακώσεις
- Μεταβολή στην καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης, απώλεια διάρθρωσης, ύψους ή/και επανατοποθέτησης
- Απώλεια οστικής πυκνότητας λόγω θωράκισης έναντι καταπόνησης (Stress-Shielding)
- Απώλεια ή κάταγμα οστού πάνω ή κάτω από το ύψος του τμήματος επέμβασης
- Περιορισμός των δραστηριοτήτων
- Έλλειψη αποτελεσματικών μέσων αντιμετώπισης των συμπτωμάτων, τα οποία πρέπει να αποκαταστήσει η χειρουργική επέμβαση
- Ανάγκη για περαιτέρω χειρουργικές επεμβάσεις
- Θάνατος

**■ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των εμφυτευμάτων MOVE®-C έχει αποδειχθεί μόνο για τις παθώσεις της σπονδυλικής στήλης που αναφέρονται στην ενότητα «Ενδείξεις». Όπως συμβαίνει με όλες τις επεμβάσεις, η χρήση αυτού του συστήματος ενέχει τον πιθανό κίνδυνο θανάτου. Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να απαιτήσουν πρόσθετη χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνουν τα εξής:

- Θράυση/αστοχία εξαρτημάτων του συστήματος
- Απώλεια αγκύρωσης (π.χ. λόγω έντονης έκτασης πριν από την ανάπτυξη του εμφυτεύματος MOVE®-C στις τερματικές πλάκες)
- Ψευδάρθρωση
- Αλλεργική αντίδραση ή ευαισθησία σε μέταλλα ή PCU
- Σπονδυλικό κάταγμα

- Νευρική βλάβη ή/και βλάβη του νωτιαίου μυελού
- Τραυματισμός αγγείων

Η εμφύτευση μετάλλων και κραμάτων στο ανθρώπινο σώμα τα εκθέτει σε διαβρωτικά χημικά περιβάλλοντα αλάτων, οξέων και βάσεων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διάβρωση. Η τοποθέτηση ανόμιων μετάλλων σε στενή επαφή μεταξύ τους μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία διάβρωσης μέσω της γαλβανικής διάβρωσης. Ο συνδυασμός εξαρτημάτων εμφυτεύματος διαφορετικών κατασκευαστών δεν συνιστάται για μεταλλογικούς, μηχανικούς και λειτουργικούς λόγους. Ειδικότερα, η πρόθεση μεσοσπονδύλιου δίσκου MOVE®-C δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με εξαρτήματα ή μεθόδους άλλων κατασκευαστών.

Κατά την αφαίρεση της πρόθεσης, πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ονομαστικό μέγεθος της πρόθεσης αντιστοιχεί στο μέγεθος που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας.

**■ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

Ο χειρουργός πρέπει να είναι απολύτως εξοικειωμένος με το MOVE®–C, τα απαραίτητα εργαλεία και τη γενική χειρουργική τεχνική. Ο χειρουργός πρέπει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που έχουν εγκριθεί ειδικά από την NGMedical για το MOVE®–C. Ο χειρουργός πρέπει πάντα να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται το βέλτιστο μέγεθος εμφυτεύματος και ότι το εμφύτευμα τοποθετείται με ανατομικά σωστό τρόπο. Τα δοκιμαστικά εμφυτεύματα επιτρέπουν τον εύκολο και αξιόπιστο προσδιορισμό του μεγέθους. Αποφύγετε τον υπερβολικό διαχωρισμό. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, για να διασφαλιστεί ότι το εμφύτευμα είναι σωστά ευθυγραμμισμένο κρανικά και ουραία, καθώς και κοιλιακά και ραχιαία. Μπορείτε να διαβάσετε τη χειρουργική διαδικασία και στις οδηγίες επέμβασης (REF X1000).

Τεκμηριώστε τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται για κάθε ασθενή με REF και LOT, ώστε να είναι εγγυημένη η ιχνηλασιμότητα που απαιτείται από τη νομοθεσία. Τα εμφυτεύματα προορίζονται για μία μόνο χρήση. **Ένα εκφυλισμένο εμφύτευμα δεν επιτρέπεται να επαναχρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση.**

**■ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ MRI**

Τα εμφυτεύματα MOVE®–C είναι κατάλληλα για μαγνητική τομογραφία υπό όρους. Οι ασθενείς με αυτά τα εμφυτεύματα μπορούν να σαρωθούν με ένταση στατικού μαγνητικού πεδίου 1,5 Tesla και 3,0 Tesla

**■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Τα εμφυτεύματα MOVE®-C παραδίδονται πάντα σε διπλά αποστειρωμένη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε εμφυτεύματα, μόνο εάν η συσκευασία είναι άθικτη. Οι συνθήκες αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν την ακεραιότητα της συσκευασίας και, συνεπώς, των εμφυτευμάτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ελαττωματικά εμφυτεύματα ή άλλα εξαρτήματα. Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει ετικέτες τεκμηρίωσης για ελεύθερη χρήση. Η συσκευασία και οι ετικέτες περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτές μπορείτε να διαβάσετε τον κωδικό είδους REF, την παρτίδα LOT, την περιγραφή, τη μέθοδο αποστείρωσης, την ποσότητα, την ημερομηνία λήξης και τον κατασκευαστή, καθώς και να σαρώσετε τον κωδικό UDI. Η μέθοδος αποστείρωσης για όλα τα εμφυτεύματα MOVE®-C είναι η αποστείρωση με ακτινοβολία γάμμα.

**■ ΠΑΡΑΠΟΝΑ**

Οποιοδήποτε εξειδικευμένο άτομο (π.χ. γιατρός που χρησιμοποιεί το προϊόν), που έχει κάποιο παράπονο ή δεν είναι ικανοποιημένο με την ποιότητα, την επήραψη, την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα ή/και την απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να ενημερώσει την NGMedical ή, κατά περίπτωση, τον διανομέα. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού ή κινδύνου σοβαρού περιστατικού που μπορεί να οδηγήσει ή έχει οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της υγείας ή θάνατο του ασθενούς ή του χρήστη ή τρίτου, η NGMedical (ή ο διανομέας) και η αρμόδια αρχή πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως ενόρκως ή να ενημερωθούν προφορικά. Όλα τα παράπονα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του προϊόντος, τον κωδικό REF, την παρτίδα LOT και την περιγραφή, καθώς και τις ημερομηνίες του περιστατικού. Ο δήλυν θα πρέπει να παρέχει το όνομά του και τα στοιχεία επικοινωνίας του και να περιγράφει το περιστατικό όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα.

**■ ΑΠΟΡΙΣΨΗ**

Για την απόρριψη των εμφυτευμάτων NGMedical, πρέπει να τηρούνται οι ειδικοί κανονισμοί του νοσοκομείου ή τα προτεινομένα από αποστειρωμένα εμφυτεύματα πρέπει να αποστέλλονται στην NGMedical με σήμανση.

**■ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του MOVE-C ορίζεται στα 15 χρόνια μετά την εμφύτευση. Αφού παρέλθει η αναμενόμενη διάρκεια ζωής, μπορεί να χρειαστεί αντάλλαξη.

**■ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την:




















NGMedical GmbH  
 Trierer Straße 65  
 66620 Nonnweiler  
 GERMANY  
[mail@ngmedical.de](mailto:mail@ngmedical.de)  
[www.ngmedical.de](http://www.ngmedical.de)  
 +49 (0) 6873 99997-0




Η έκθεση για την ασφάλεια και τις κλινικές επιδόσεις SSCP (Summary of Safety and Clinical Performance) είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: [www.ngmedical.de/sscp/move\\_c](http://www.ngmedical.de/sscp/move_c).

Πρόσβαση στον δημόσιο ιστότοπο της βάσης δεδομένων Eudamed: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>.

	Ακολουθήστε τις οδηγίες		Αποστειρωμένο με ακτινοβολία
	Ημερομηνία λήξης		Κατασκευαστής
	Να μην επαναχρησιμοποιείται		Όρια θερμοκρασίας
	Να μην επανααποστειρώνεται		Να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος
	Κωδικός είδους		Παρτίδα/Κατασκευαστική παρτίδα
	Να μην χρησιμοποιείται, εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά		Ημερομηνία κατασκευής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Σύστημα διπλού στείρου φραγμού		Ευρωπαϊκό σήμα συμμόρφωσης με αναγνωριστικό αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού
	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με το 21 CFR 801.109(b)(1) επιτρέπεται από τον νόμο (HPLA) να συνταγογραφηθεί μόνο κατόπιν εντολής γιατρού		

© Οι επωνυμίες και τα σήματα κατατεθέντα της NGMedical προστατεύονται από το εθνικό και διεθνές δίκαιο στη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες περιοχές και χώρες σε όλο τον κόσμο